

貯法：30℃以下で保存

有効期間：3年

化学的滅菌・殺菌消毒剤（医療用器具・機器・装置専用）

劇薬

グルタラル製剤

クリンハイド®消毒液2W/V%

クリンハイド®消毒液20W/V%

CLEANHYDE Disinfectant Solution

	2W/V%	20W/V%
承認番号	22300AMX01155000	22300AMX01154000
販売開始	1996年8月	2005年9月

3. 組成・性状

3.1 組成

クリンハイド消毒液2W/V%及びクリンハイド消毒液20W/V%は、グルタラル液（2W/V%、20W/V%）及びクリンハイド緩衝化剤からなる用時調製の組合せ剤である。

販売名	クリンハイド消毒液2W/V%	クリンハイド消毒液20W/V%
有効成分	1000mL中 グルタラル 40.0g (グルタルアルデヒドと して20.0g)	100mL中 グルタラル 40.0g (グルタルアルデヒドと して20.0g)
添加剤	ラウロマクロゴール、pH調節剤、香料	
緩衝化剤 (液体)	酢酸カリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、黄色4号（タートラジン）、青色1号	

3.2 製剤の性状

販売名	クリンハイド消毒液2W/V%	クリンハイド消毒液20W/V%
剤形・性状	無色～淡黄色の澄明な液で、特異なおいがある。	
pH	3.0～4.5	3.0～4.0
	緩衝化剤	実用液2W/V%液
剤形・性状	緑色の澄明な液で、わずかに酢酸臭がある。	淡緑色～淡青緑色の澄明な液で、特異なおいがある。
pH	8.9～9.9	7.0～8.5

4. 効能又は効果

医療器具の化学的滅菌または殺菌消毒

6. 用法及び用量

本品は用時調製の製剤で、使用目的に応じて次の用法により製する。

○クリンハイド消毒液実用液2W/V%液

〈クリンハイド消毒液2W/V%〉

クリンハイド消毒液2W/V%1Lに対し、緩衝化剤（液体）30mLを加えて混和し、淡緑色～淡青緑色の液として製する。この液を用いる。

〈クリンハイド消毒液20W/V%〉

クリンハイド消毒液20W/V%100mLを注意してとり、精製水900mLに徐々に加えて2W/V%液1Lとし、この液に緩衝化剤（液体）30mLを加えて混和し、淡緑色～淡青緑色の液として製する。この液を用いる。

○クリンハイド消毒液実用液0.5W/V%液

クリンハイド消毒液実用液2W/V%液1Lに精製水3Lを加えて希釈して製する。この液を用いる。

(使用目的)

使用濃度	用途	対象器具
クリンハイド消毒液実用液2W/V%液	微生物若しくは有機物により高度に汚染された器具又は皮下組織、粘膜に直接適用される器具の化学的滅菌、及びHBウイルスの汚染が予想される器具の消毒に使用する。	レンズ装着の装置類、内視鏡類、麻酔装置類、人工呼吸装置類、人工透析装置類、メス・カテーテル等の外科手術用器具、産科・泌尿器科用器具、歯科用器具又はその補助的器具、注射筒、体温計及び加熱滅菌できないゴム・プラスチック器具、リネン等。
クリンハイド消毒液実用液0.5W/V%液	上記以外の器具の殺菌消毒に使用する。	麻酔装置類、人工透析装置類等。

(使用方法)

○被消毒物を液に完全に浸漬して行う。細孔のある器具類は注意して液と十分に接触させること。

○通常、次の時間浸漬する。

- ・体液等の付着した器具 1時間以上
- ・体液等の付着しない器具 30分以上

○浸漬後、取り出した器具類は、付着物があれば除き、多量の滅菌水で十分に洗浄すること。なお、使用目的により水を使用することもできる。また、細孔のある器具類は内孔を注意して洗うこと。

8. 重要な基本的注意

8.1 人体に使用しないこと。

8.2 本剤にて内視鏡消毒を行った後十分なすすぎが行われなかったために薬液が内視鏡に残存し、大腸炎等の消化管の炎症が認められた報告があるので、消毒終了後は多量の水で本剤を十分に洗い流すこと。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、発赤等の過敏症状
皮膚 ^{注)}	接触皮膚炎

注) このような症状があらわれた場合には、換気、防護が十分でない可能性があるため、グルタラルの蒸気を吸入またはグルタラルと接触しないよう十分に換気、防護を行うこと。また、このような症状が継続して発生している場合、症状が全身に広がるなど増悪することがあるので、直ちに本剤の取り扱いを中止すること。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 緩衝化剤（液体）は、成分・分量、特性の関係で過飽和溶液の状態になっているので、ときに結晶が析出することがある。このような場合には加温溶解して使用すること。

14.1.2 本剤を用時調製する時、ピペット等で直接吸引して調製しないこと。

14.1.3 実用液を調製する場合、精製水に代えて硬度の高くない常水を使用することができる。

14.1.4 調製後（緩衝化剤添加後）の液は直ちに使用すること。

14.2 薬剤使用前の注意

グルタラルには一般に、たん白凝固性がみられるので、器具に付着している体液等を除去するため予備洗浄を十分に行ってから薬液に浸漬すること。

14.3 薬剤使用時の注意

14.3.1 手術室等における汚染された部分の清拭や、環境殺菌の目的での手術室等への噴霧などは行わないこと。

14.3.2 本剤の成分またはアルデヒドに対し過敏症の既往歴のある者は、本剤を取り扱わないこと。

14.3.3 グルタラル水溶液との接触により、皮膚が着色することがあるので、液を取り扱う場合には必ずゴーグル、防水エプロン、マスク、ゴム手袋等の保護具を装着すること。また、皮膚に付着したときは直ちに水で洗い流すこと。

14.3.4 眼に入らぬようゴーグル等の保護具をつけるなど、十分注意して取り扱うこと。誤って眼に入った場合には、直ちに多量の水で洗ったのち、専門医の処置を受けること。

14.3.5 グルタラルの蒸気は眼、呼吸器等の粘膜を刺激するので、必ずゴーグル、マスク等の保護具をつけ、吸入または接触しないよう注意すること。換気が不十分な部屋では適正な換気状態の部

屋に比べて、空気中のグルタール濃度が高いとの報告があるので、窓がないところや換気扇のないところでは使用せず、換気状態の良いところでグルタールを取り扱うこと。

14.3.6 浸漬の際にはグルタール蒸気の漏出防止のために、ふた付容器を用い、浸漬中はふたをすること。また、局所排気装置を使用することが望ましい。

14.3.7 炭素鋼製器具は24時間以上浸漬しないこと。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

グルタールを取り扱う医療従事者を対象としたアンケート調査では、眼、鼻の刺激、頭痛、皮膚炎等の症状が報告されている。また、グルタール取り扱い者は非取り扱い者に比べて、眼、鼻、喉の刺激症状、頭痛、皮膚症状等の発現頻度が高いとの報告がある。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

グルタール分子[$\text{OHC}(\text{CH}_2)_5\text{CHO}$]の両端に位置するアルデヒド基が菌体構成アミノ酸のスルフィドリル基(-SH)あるいはアミノ基(-NH₂)と反応し、また、微生物のDNA合成・蛋白合成を阻害し、死滅させると考えられている。

18.2 効力を裏付ける試験成績

18.2.1 最小発育阻止濃度 (MIC)

クリンハイド消毒液2W/V%及びクリンハイド消毒液20W/V%について、日本化学療法学会標準法(微量液体培地希釈法)を準用し、菌株4種を用いて最小発育阻止濃度試験を行った結果、両剤は標準製剤と同等性が認められた²⁾。

菌 株	MIC(μg/mL)
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC29213)	2500
<i>Escherichia coli</i> (ATCC25922)	2500
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC27853)	2500
<i>Candida albicans</i> (ATCC10231)	5000

最小発育阻止濃度は、有効成分の希釈回数、時間、試験日等の試験条件により異なる可能性がある。

18.2.2 殺菌力試験

クリンハイド消毒液2W/V%及びクリンハイド消毒液20W/V%についてMTP法(Microtitration Plate法)を準用し、菌株4種を用いて殺菌力試験を行った結果、両剤は標準製剤と同等性が認められた²⁾。

殺菌力試験

菌 株	濃度(μg/mL)	接触時間(分)			
		2.5	5	10	15
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC29213)	2000	—	—	—	—
	1000	—	—	—	—
	500	+	+	—	—
	200	+	+	+	+
	100	+	+	+	+
<i>Escherichia coli</i> (ATCC25922)	2000	—	—	—	—
	1000	—	—	—	—
	500	+	+	—	—
	200	+	+	+	+
	100	+	+	+	+
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC27853)	2000	—	—	—	—
	1000	—	—	—	—
	500	+	—	—	—
	200	+	+	+	+
	100	+	+	+	+
<i>Candida albicans</i> (ATCC10231)	5000	—	—	—	—
	2000	—	—	—	—
	1000	+	+	+	—
	500	+	+	+	+
	200	+	+	+	+

(-) : 死滅した (+) : 死滅しなかった

有機物存在下における殺菌力試験

菌 株	濃度(μg/mL)	接触時間(分)			
		2.5	5	10	15
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC29213)	5000	—	—	—	—
	2000	+	+	—	—
	1000	+	+	+	+
	500	+	+	+	+
	200	+	+	+	+
<i>Escherichia coli</i> (ATCC25922)	5000	—	—	—	—
	2000	+	+	—	—
	1000	+	+	+	+
	500	+	+	+	+
	200	+	+	+	+
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC27853)	5000	—	—	—	—
	2000	+	—	—	—
	1000	+	+	+	+
	500	+	+	+	+
	200	+	+	+	+
<i>Candida albicans</i> (ATCC10231)	5000	—	—	—	—
	2000	+	+	+	+
	1000	+	+	+	+
	500	+	+	+	+
	200	+	+	+	+

(-) : 死滅した (+) : 死滅しなかった
殺菌力の有効成分濃度は、有効成分の希釈回数、時間、試験日等の試験条件により異なる可能性がある。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：グルタール (Glutaral)

化学名：Glutaraldehyde


分子式：C₅H₈O₂

分子量：100.12

性状：無色～淡黄色澄明の液で、そのガスは粘膜を刺激する。

水、エタノール又はアセトンと混和する。

化学構造式：



20. 取扱い上の注意

20.1 誤飲を避けるため、保管及び取り扱いに十分注意すること。

20.2 開栓後の残余の液は密栓して保管すること。

20.3 寒冷地では氷結することがある。このような場合、常温で放置して自然に溶かすこと。

22. 包装

(クリンハイド消毒液2W/V%液)

5L [ポリ容器；緩衝剤150mL (1目盛り30mLの目盛り付) 添付]

10L [ポリ容器；緩衝剤300mL添付]

(クリンハイド消毒液20W/V%液)

500mL [ポリ容器；緩衝剤150mL (1目盛り30mLの目盛り付) 添付]

23. 主要文献

- 社内資料：最小発育阻止濃度
- 社内資料：殺菌力試験

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
TEL (0120) 517-215
FAX (076) 442-8948

25. 保険給付上の注意

本剤は保険給付の対象とならない(薬価基準対象外)。

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 **日医工株式会社**
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21